

En medio de la vida cotidiana con el Komet
El nuevo zapato terapéutico en diseño Outdoor



Cuidado de heridas que se siente bien



Moderno, flexible y de alta calidad – con su nuevo diseño Outdoor, el nuevo zapato de descarga del antepié Komet, es el acompañante ideal en la vida cotidiana de los pacientes. La suela especialmente baja de base basculante proporciona un aspecto discreto y permite prescindir de un zapato de equilibrio durante el tratamiento. A pesar de este concepto de perfil bajo, la suela se mantiene segura y estable gracias a su perfil antideslizante.

Zapato de descarga del antepié post-quirúrgico

Gracias a su forma ancha y angular de la suela en la parte anterior del pie, el Komet es ideal para el tratamiento posterior a las técnicas quirúrgicas con el alambre de Kirschner. Otras indicaciones son enfermedad vascular periférica, heridas en el antepié debido a diabetes melitus y formación de heridas independientes en el área del antepié.

Protección e higiene

El Komet ofrece máxima comodidad gracias a sus materiales de calidad. Junto con la puntera de protección 217R12, que se puede pedir por separado, protegen de forma fiable contra la suciedad, las salpicaduras de agua y el frío. Una característica especial es también el tratamiento antibacteriano del material de recubrimiento de la plantilla acolchada: un compuesto de silano de amonio contrarresta la colonización del material con ciertas cepas bacterianas y, por lo tanto, favorece la higiene en el cuidado de heridas.



La pérdida de la sensibilidad a causa de una polineuropatía diabética (PNP), lleva consigo que los estímulos en los pies tales como presión, temperatura, dolor no se reconozcan a tiempo. Por lo que recomendamos controlar los pies y zapatos regularmente.

Características – vista general



Talla de calzado	Largo botín interior	Ancho botín interior	Referencia
35 – 36	aprox. 242 mm	aprox. 103 mm	217R1/36
37 – 38	aprox. 255 mm	aprox. 106 mm	217R1/38
39 – 40	aprox. 268 mm	aprox. 109 mm	217R1/40
41 – 42	aprox. 282 mm	aprox. 112 mm	217R1/42
43 – 44	aprox. 295 mm	aprox. 115 mm	217R1/44
45 – 46	aprox. 308 mm	aprox. 118 mm	217R1/46
47 – 48	aprox. 322 mm	aprox. 121 mm	217R1/48
49 – 50	aprox. 335 mm	aprox. 124 mm	217R1/50

Streifeneder
ortho.production GmbH
Moosfeldstraße 10
82275 Emmering
Alemania
T +49 8141 6106-0
F +49 8141 6106-70
export@streifeneder.de
www.streifeneder.es/op



300W146/S 2018-03