


## Nueva técnica para los liner y rodilleras

### Desarrollo de géneros de punto circular funcional

Las costuras laterales de las capas textiles de los liner de silicona y de gel y de las rodilleras están a menudo sujetas a un desgaste prematuro debido a la fricción. Con el fin de producir productos duraderos y cómodos, actualmente estamos trabajando en el desarrollo de géneros de punto circular funcional. Estos no requieren de costuras laterales en absoluto y proporcionan soporte funcional: las zonas se tejen en el exterior de los liner respectivamente rodilleras, las cuales controlan el avance longitudinal en la zona distal. Las zonas que deben tener un alto grado de elasticidad, como en el área de la rótula, se omiten.





Streifeneder  
ortho.production GmbH  
Moosfeldstraße 10  
82275 Emmering  
Alemania



Tel +49 8141 6106-0  
Fax +49 8141 6106-70  
export@streifeneder.de  
www.streifeneder.es/op

300W152/S

