

Rápida y eficaz para los modelos de escayola: la manguera de secado 99P23


Como ayuda perfecta en la tecnología de la silicona, la manguera de secado ofrece la posibilidad de secar modelos de yeso casi completamente por aire comprimido en sólo 3 - 4 minutos.

El requisito previo para ello es el uso de yeso poroso 5E1.

Vista general

- seca el yeso poroso en un abrir y cerrar de ojos
- el extremo del tubo debe estar cerrado en el modelo
- estabilización de la manguera mediante su fijación a la varilla de yeso
- la manguera de secado es reutilizable
- se puede cortar individualmente a la longitud deseada





Streifeneder
ortho.production GmbH
Moosfeldstraße 10
82275 Emmering
Alemania



Tel. +49 8141 6106-0
Fax +49 8141 6106-70
export@streifeneder.de
www.streifeneder.es/op

300W154/S

