


Formar sin cantos afilados: Cordel preimpregnado 150C1


El cordel preimpregnado permite un diseño uniforme de los bordes de las órtesis y evita cantos afilados.

Se optimiza así el confort para el usuario y se evita el desgaste por roce de las incrustaciones blandas o de la ropa.

Propiedades

- disponible en los grosores de 1 mm y 3 mm
- fecha mínima de caducidad como en los regulares Pre-preg
- el cordel está incorporado en el Pre-preg bidireccional
- el cordel esta provisto de lámina pelable
- se puede cortar exactamente





Streifeneder
ortho.production GmbH
Moosfeldstraße 10
82275 Emmering
Alemania



Tel +49 8141 6106-0
Fax +49 8141 6106-70
export@streifeneder.de
www.streifeneder.es/op

300W155/S

