


Almohadillas confortables 145R14 para cierres ortopédicos

Más confort para los usuarios: las almohadillas prefabricadas se puede integrar en el cierre de la órtesis mediante lengüetas. De este modo, pueden colocarse individualmente, ofrecen una protección óptima contra los puntos de presión y pueden cortarse de forma variada.

Propiedades

- disponible en dos medidas y colores (azul, negro)
- Material: Por el lado de la piel: poliamida (PA); lado exterior poliéster (PES) y cloruro de polivinilo (PVC) (azul), poliéster (PES) y poliamida (PA) (negro)
- se pueden cortar individualmente por las marcas
- adecuadas para correas de 25 y 30 mm (M); 38 y 50 mm (L) de ancho
- se pueden desinfectar con desinfectantes alcohólicos convencionales
- Unidad de venta: 10 piezas





Streifeneder
ortho.production GmbH
Moosfeldstrasse 10
82275 Emmering
Alemania



Tel. +49 8141 6106-0
Fax +49 8141 6106-70
export@streifeneder.de
www.streifeneder.es/op

300W157/S