

Embutición profunda en un solo paso: Streifylit Duo 111P500


El nuevo Streifylit Duo convence por la combinación exclusiva de material plástico y de PO-film (recubierto con espuma). De este modo, en un solo proceso de embutición profunda se pueden fabricar de forma rápida y eficiente órtesis de apoyo acolchadas e individuales.

Características

- temperatura óptima de moldeo aprox. 160 °C
- termoconformable al vacío, coloreable, ligera, encogimiento reducido
- resistente al rayado, a prueba de rotura, se puede cortar, lijar y pulir bien
- biocompatible, se puede desinfectar

Unidad de venta: 1 plancha (1000 x 1200 x 4,5 mm)





Streifeneder
ortho.production GmbH
Moosfeldstraße 10
82275 Emmering
Alemania



Tel. +49 8141 6106-0
Fax +49 8141 6106-70
export@streifeneder.de
www.streifeneder.es/op

300W159/S