


Fidlock® cierre magnético de primera calidad 44P20/25 para órtesis

De simple uso, acabado de primera calidad: el cierre magnético de la marca Fidlock®, fabricado en plástico y acero inoxidable, puede cerrarse y reabrirse fácilmente con una sola mano. El sistema se puede utilizar tanto como pieza de recambio para el PeroSupport.tec 197R4/... y para la construcción de órtesis individuales.

Propiedades

- peso: 22 g; capacidad de carga: 70 kg
- medidas: 74 x 33 x 13 mm
- paso de correa: 2 mm
- para correas de 25 mm de ancho
- Unidad de venta: 1 pieza





Streifeneder
ortho.production GmbH
Moosfeldstraße 10
82275 Emmering
Alemania



Tel. +49 8141 6106-0
Fax +49 8141 6106-70
export@streifeneder.de
www.streifeneder.es/op

300W160/5