


Nuevo Copolymer semiflexible Streifydur® Ortho 111P127

El novedoso Copolymer (PP-Blend) Streifydur® Ortho moldeado por extrusión, es apropiado para el elaboración individualizada de férulas de apoyo, insertos y órtesis. El material blanco está disponible en los grosores 2, 3 y 4 mm.

Características

- óptima temperatura de moldeo aprox. 180 – 195 °C
- termoconformable al vacío, soldable, reducido encogimiento, precisión de forma
- semiflexible, a prueba de rotura, resistente al rayado, ligero
- coloreable, se puede cortar, lijar y pulir bien, fisiológicamente inocuo
- Unidad de venta: 1 plancha (2/3/4 x 2440 x 1220 mm)





Streifeneder
ortho.production GmbH
Moosfeldstraße 10
82275 Emmering
Alemania



T +49 8141 6106-0
F +49 8141 6106-70
export@streifeneder.de
www.streifeneder.es/op

300W134/5