

Encaje confort – accesorio: Tijeras de corte ondulado para el Liner 166P36


Las tijeras de corte ondulado 166P36, son apropiadas para el acortamiento y el recorte a medida de liners de silicona y de ContexGel. El canto del corte tiene una forma ondulada que durante el alargamiento no se desgarran. La forma ondulada permite una mejor distribución de las fuerzas circulares cortantes sobre la piel del muñón reduciéndose una posible irritación de la piel.

Propiedades

- canto de corte en forma de ondas: 1 onda = 2 cm
- largo: 240 mm
- agarraderas robustas de plástico

Referencia 166P36





Streifeneder
ortho.production GmbH
Moosfeldstrasse 10
82275 Emmering
Alemania



T +49 8141 6106-0
F +49 8141 6106-70
export@streifeneder.de
www.streifeneder.es/op

2016-05