

ManuSupport.rhizo Órtesis de muñeca con fijación del pulgar, desmontable



La nueva órtesis ManuSupport.rhizo 89R1 fija la muñeca, la articulación metacarpofalángica y la carpometacarpiana en una posición funcional neutra, que relaja el músculo extensor del antebrazo y simultáneamente descarga la inserción tendinosa en el codo. Adicionalmente los refuerzos ajustables dorsal y palmar estabilizan la muñeca y el metacarpo.

Una particularidad del modelo es la fijación separada del pulgar, que permite al técnico ortopédico el ajuste individual en todo momento gracias a los marcos de aluminio (por ej. en la posición de abducción). El elemento del pulgar está unido a la órtesis de muñeca mediante un contacto autoadherente, que permite retirarlo completamente en el transcurso de la terapia. Se mantiene la libertad de movimiento de las falanges finales de los dedos y del pulgar, de tal manera que pequeños movimientos cotidianos como el escribir o sujetar, se puedan realizar sin limitaciones.

Una pieza elástica asegura una gran apertura de la órtesis y facilita la colocación la que es posible con una sola mano gracias al bloqueo de retroceso de la correa.

Indicación

- irritación postquirúrgica o postraumática en la muñeca y en la articulación metacarpofalángica y carpometacarpiana
- rizartrrosis grave
- enfermedades degenerativas de la muñeca y del pulgar
- casos graves de tendovaginitis y síndrome de túnel carpiano, así como de distorsiones

Medidas	Contorno de la muñeca	Lado	Color	Referencia
S	14 – 16 cm	izquierdo	plateado/negro	89R1/LS
M	16 – 19 cm	izquierdo	plateado/negro	89R1/LM
L	19 – 21 cm	izquierdo	plateado/negro	89R1/LL
XL	21 – 23 cm	izquierdo	plateado/negro	89R1/LXL
S	14 – 16 cm	derecho	plateado/negro	89R1/RS
M	16 – 19 cm	derecho	plateado/negro	89R1/RM
L	19 – 21 cm	derecho	plateado/negro	89R1/RL
XL	21 – 23 cm	derecho	plateado/negro	89R1/RXL