

¡Cuidado óptimo de heridas con el nuevo zapato terapéutico Pluto S!



El nuevo zapato de descarga parcial Pluto S se caracteriza por su suela rígida ascendente en la parte delantera, que protege el antepie durante el ciclo de marcha. El nuevo zapato terapéutico destaca tanto visual como funcional del modelo anterior por la efectiva lengüeta del antepie. La que evita la lateralización del antepie, y el usuario no resbala lateralmente. En caso de no ser necesaria la lengüeta, se puede cortar en cualquier momento. Las protuberancias integradas en la suela garantizan una alta protección antideslizante ofreciendo de ese modo más estabilidad. Gracias a la amplia apertura del cierre autoadherente (gancho/bucle) también acogen vendajes voluminosos.

Indicación

- Heridas en el pie y en la zona del tobillo debidas a diabetes mellitus
- enfermedad vascular periférica (EVP)
- otras heridas en la región del pie y en la zona del tobillo
- postoperatorio y traumatismo

Pérdida de la sensibilidad a causa de una polineuropatía diabética (PNP), lo que significa que los estímulos en los pies tales como presión, temperatura, dolor no se reconocen a tiempo. Recomendamos controlar los pies y zapatos regularmente.

| Med. del calzado | Largo botín – interior | Ancho botín – interior | Referencia |
|------------------|------------------------|------------------------|------------|
| 35 – 36 | aprox. 238 mm | aprox. 90 mm | 216R1/36 |
| 37 – 38 | aprox. 251 mm | aprox. 92,5 mm | 216R1/38 |
| 39 – 40 | aprox. 264 mm | aprox. 95 mm | 216R1/40 |
| 41 – 42 | aprox. 277 mm | aprox. 97,5 mm | 216R1/42 |
| 43 – 44 | aprox. 290 mm | aprox. 100 mm | 216R1/44 |
| 45 – 46 | aprox. 303 mm | aprox. 102,5 mm | 216R1/46 |
| 47 – 48 | aprox. 316 mm | aprox. 105 mm | 216R1/48 |
| 49 – 50 | aprox. 330 mm | aprox. 112,5 mm | 216R1/50 |

