

## RhizoSupport.light Órtesis para la inmovilización del pulgar



Estabiliza la articulación metacarpofalángica y carpometacarpiana mediante un marco interior de aluminio. La adaptación individual a la formas anatómicas del pulgar y la muñeca se logra mediante el simple doblado y moldeado del marco de aluminio.

### Indicación

- irritación de la articulación del pulgar
- rizartrrosis en la articulación metacarpofalángica y carpometacarpiana
- lesión del ligamento colateral cubital (pulgar del esquiador)
- distorsiones

### Particularidades

- recortando la órtesis por las líneas predefinidas (líneas en relieve) se puede modificar la altura de la misma, obteniéndose, dependiendo de los objetivos de la terapia, el descubrimiento y la movilización del pulgar
- dándole la vuelta a la correa de la muñeca, la órtesis RhizoSupport.light se puede usar tanto en la mano izquierda como derecha

Referencia	Medidas	Contorno de la muñeca
87R1/S	S	14 – 16 cm
87R1/M	M	16 – 18 cm
87R1/L	L	18 – 22 cm

Otras posibilidades de tratamiento de lesiones del pulgar:

ManuSupport.r-fix (80R1/..), Funktions-Daumenorthese mit Stoffinlet (136T1/..)

