

Slide.fit – Medio auxiliar de colocación para prótesis transfemorales



Facilita la colocación de la prótesis

Gracias a la superficie deslizante del material del medio auxiliar de colocación Slide.fit, la colocación de una prótesis transfemoral con encaje de succión es más fácil. La cinta larga y estable hace más sencillo el enhebrado por la abertura de la válvula del encaje. Mediante la lengüeta grande de agarre se puede extraer el medio auxiliar de colocación por la abertura de la válvula sin mucho esfuerzo. Las tallas van marcadas por un pespunteado de colores fuertes para facilitar la elección de la talla correcta. El Slide.fit se entrega con una bolsa de almacenamiento para su protección.

Material

- Tejido: 100 % poliamida (PA)
- Recubrimiento: 100 % poliuretano (PUR) (tolerancia cutánea comprobada)

Contorno muñón distal hasta	Contorno muñón proximal hasta	Largo del medio auxiliar de colocación	Color	Referencia
24 cm	40 cm	43 cm	amarillo	17A1/XS
26 cm	44 cm	50 cm	rojo	17A1/S
28 cm	56 cm	50 cm	azul oscuro	17A1/M
30 cm	68 cm	50 cm	verde	17A1/L
36 cm	76 cm	52 cm	azul claro	17A1/XL
38 cm	88 cm	60 cm	naranja	17A1/XXL

