

¡TLS – Órtesis ligera de tronco ...con todos sus componentes!



Nuevos accesorio para la TLS – Órtesis ligera de tronco

La TLS – Órtesis ligera de tronco (referencia 145T0 y 145T15) es un producto semimanufacturado preparado para la prueba, de ajuste individual. La finalidad, mediante el tratamiento, es la completa estabilización del tronco, la descarga parcial de las vértebras ventrales así como de minimizar la rotación y la inclinación lateral de la parte superior del cuerpo. Para un mejor ajuste funcional están a disposición los siguientes accesorios:

Soporte de inclinación – 145R10

El soporte de inclinación de aluminio satinado con acabado mate está provisto de agujeros de remache preperforados. Mediante la articulación dentada es posible el ajuste en diferentes ángulos. Los bordes ondulados permiten un redondeo uniforme al preparar el soporte de inclinación. Las almohadillas subclavias lavables de poliamida son más higiénicas y agradables a la piel. Estas están unidas por una correa ajustable de material aterciopelado con un cierre autoadherente (gancho/bucle) en Y.

Varillas de refuerzo – 145R11

Las varillas de refuerzo hechas de aluminio satinado con acabado mate están provistas de bordes ondulados que permiten un redondeo uniforme.

Sistemas de cierre – 145R12

El sistema de cierre con una superficie lisa, resistente y lavable ha sido producido bajo una moderna tecnología de procesamiento. Las marcas en relieve facilitan el corte a medida y a la perforación de los agujeros de remache.

