


Accesorios para su horno infrarrojo Elementos pequeños con gran efecto



1. Acoplamiento rápido con boquilla portatubo 168P54/1

- acoplamiento rápido de acero inoxidable 1/8" IG
- incl. 2 boquillas portatubo sueltas, D = 4 mm y D = 6 mm
- termoresistente hasta 200 °C
- Unidad de venta: 1 set

2. Conexión para empalme instantáneo con boquilla portatubo 168P54/2

- acero inoxidable 1/8" IG
- incl. 2 boquillas portatubo sueltas, D = 4 mm y D = 6 mm
- termoresistente hasta 200 °C
- Unidad de venta: 1 set

3. Abrazadera para tubo de vacío 168P54/3 y 168P54/7

- 168P54/3 para tubo de vacío, D int. = 4 mm / D ext. = 9 mm
- 168P54/7 para tubo de vacío, D int. = 6 mm / D ext. = 12 mm
- 168P54/9 para tubo de vacío, D int. = 10 mm / D ext. = 18 mm
- Unidad de venta: 1 pieza

4. Tubo de vacío de silicona 168P54/4, 168P54/6 y 168P54/8

- termoresistente hasta 200 °C
- 168P54/4: D int. = 4 mm / D ext. = 9 mm
- 168P54/6: D int. = 6 mm / D ext. = 12 mm
- 168P54/8: D int. = 10 mm / D ext. = 18 mm
- Unidad de venta: metro lineal

5. Kit- vacío, incl. distribuidor de vacío cuádruple 168P54/5

- regleta de distribución acoplamientos de vacío, resistentes al calor (200 °C), acero V2A incl. ángulo de fijación y aprox. 0,5 m manguera de alimentación con clavija para acoplamiento rápido
- incluye 4 x clavijas acoplamiento de vacío con 4 boquillas portatubo sueltas D = 4 mm y 4 boquillas portatubo sueltas D = 6 mm
- separador de agua 1/2" con pieza angular de sujeción, incl. boquilla portatubo para la conexión a la regleta de distribución (entrada) y válvula esférica con boquilla-portatubo D = 12 mm (salida)

Accesorios apropiados para todos los tipos de hornos infrarrojos. Ventajas:

- el vacío se mantiene constante y no se pierde cuando las conexiones se transponen
- montaje sencillo, con posteridad

