

Unidad duplicadora multifuncional 145M50



La unidad duplicadora sirve para la fijación y transferencia de alineaciones protésicas. En el dispositivo se pueden fijar tubos de aspiración redondos y cuadrados, de 1 o 2 canales, y diferentes tipos de varas de metal hasta un diámetro de 35 mm.

Tanto el encaje de la prótesis como el adaptador se pueden desplazar por separado en dirección anterior-posterior hasta aprox. 50 mm. Lo que ayuda a transferir alineaciones extremas de encaje. Dispone de una escala de altura bien legible en cm, con un rango de fijación de aprox. 900 mm. Fabricada con materiales duraderos de alta calidad.

Datos técnicos

- material: acero galvanizado
- medidas L x A x H: 240 x 330 x 1000 mm
- peso: aprox. 6 kg

Volumen de suministro

- adaptador de tubo
- adaptador de pie S.A.C.H.
- tubo de succión dos canales

