

Herramientas para facilitar el trabajo con elementos de construcción de prótesis



Mordaza de sujeción - núcleo de ajuste – 76M10

Streifeneder ortho.production GmbH pone a su disposición las mordazas magnéticas de sujeción - núcleo de ajuste – 76M10, para facilitar todo tipo de trabajo en los encajes de prótesis. Éstas pueden ser montadas fácilmente en todos los tipos de tornillos de banco y por estar magnetizadas no se desplazan en el momento de la sujeción. La herramienta 76M10 fue especialmente diseñada para todos los núcleos de ajuste estándar y destaca por la alta calidad y resistencia del acero niquelado.

Adaptador de tubo 30 mm – 76M11/30

Adaptador de tubo 34 mm – 76M11/34

Para la sujeción óptima en el tornillo de banco de los elementos protésicos con conector para tubo, han sido desarrollados los adaptadores de tubo 76M11/30 y 76M11/34 con 30 respectivamente con 34 mm de diámetro. También esta herramienta destaca por el acero niquelado de primera calidad y posibilita la fijación segura de los elementos protésicos con conector para tubo. Es por eso que los adaptadores de tubo 76M11/30 y 76M11/34 están perfectamente adecuados para el trabajo, mantenimiento y reparación de elementos protésicos.

