

Cono pulidor de silicona



Particularidades

Conos de silicona especialmente adecuados para conformar los bordes de materiales plásticos blandos y permanentemente flexibles (p.ej. materiales a base de EVA como Streifyflex o Streifytec soft, LDPE con baja densidad) como Streifylast).

Material

- material: silicona
- color: antracita

Version	Rosca	Referencia
1	M16	161P26/1
1	5/8"	161P26A/1
2	M16	161P26/2
2	5/8"	161P26A/2
3	M16	161P26/3
3	5/8"	161P26A/3
4	M16	161P26/4
4	5/8"	161P26A/4
5	M16	161P26/5
5	5/8"	161P26A/5

Indicación de pedido:
la versión requerida la obtiene asignando el número correspondiente del producto en la imagen, por ejemplo,
1 = referencia 161P26/1 respectivamente
161P26A/1