

Relanzamiento – el nuevo sistema de cierre Clutch Lock 10S1



Una conexión firme y cómoda entre el muñón y la prótesis es el requisito previo para tener una sensación de comodidad al llevarla y un control específico de la prótesis. El nuevo Clutch Lock 10S1 ofrece a los usuarios este máximo confort al estar fabricado con un plástico fresado de alta calidad que se caracteriza por su estabilidad dimensional.

Esto hace que la cerradura sea absolutamente resistente a cualquier influencia externa, como las fluctuaciones de temperatura o la humedad. Gracias al robusto material de plástico reforzado con fibra de vidrio, se puede prescindir de una guía de pasador de acero inoxidable, al mismo tiempo que se ha modificado y optimizado de nuevo el mecanismo de retracción y liberación, que es excepcionalmente sencillo: Con el sistema "EasyClick", sólo se necesita una fuerza mínima para liberar con seguridad el muñón de la prótesis.

Características

- Clutch Lock 10S1 de plástico fresado reforzado con fibra de vidrio
- Rosca a la izquierda para mayor seguridad
- Sistema "EasyClick": mecanismo de retracción y liberación optimizado
- Grado de movilidad (Walky): 1 a 4
- Altura de montaje 23 mm
- 80 % más de dureza superficial en comparación con el modelo anterior